

Nefríny (metanefrín, normetanefrín) v plazme

Stanovenie metanefrínu a normetanefrínu v plazme sa považuje za rozhodujúce laboratórne vyšetrenie pre diagnózu feochromocytómu.

Metóda: RIA

Vzorka: venózna krv odobraná do skúmavky s EDTA v sediacej polohe, pacient má sedieť aspoň 15 minút pred odberom, odber 12-14 hodín po poslednom príjme potravy.

Referenčné hodnoty dospelých:

Metanefrín < 0,46 nmol/l

Normetanefrín < 1,09 nmol/l

Literatúra:

Heider, C. a spol.: Nonparametric determination of reference intervals for plasma metanephrine and normetanephrine, *Clinical Chemistry* 50, č.12, 2004, str. 2381-2383
Instruction for use Nephtrines Plasma RIA, Labor Diagnostika Nord, GmbH & Co.KG